


Anticorpo Monoclonale Anti-Catena Leggera Lambda Umana () Per Citometria A Flusso - P0Cg04

Numero articolo: CM0012042



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la regione costante 1 della catena leggera lambda umana, coniugato con . Convalidato per citometria a flusso, ideale per la ricerca sulle cellule B e sugli anticorpi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-catena leggera Lambda umana
Specie	Umana
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-106 della catena leggera Lambda umana.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P0CG04
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio