


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Catena Leggera Lambda Umana Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P0Cg04

Numero articolo: CM0006276



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la regione costante 1 dell'immunoglobulina lambda umana. Validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'immunità adattativa, sulle cellule B e sulle catene leggere.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-catena leggera lambda umana
Specie	Uomo
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-106 della catena leggera lambda umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P0CG04
Peso della proteina	11 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante