

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Lamp2 () Per Citometria A Flusso - P13473

Numero articolo: CM0004629



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting LAMP2 umano, validato per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per lo studio della biogenesi dei lisosomi, dell'autofagia e della presentazione immunitaria. Reagisce con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano LAMP2 mAb
Osservazioni/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3920
GeneID	3920
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-375 del LAMP2 umano (NP_002285.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P13473
Peso Proteico	44kDa/45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio