

Anticorpo Monoclonale Anti-Lamp2 Umano Per Citometria A Flusso Intracellulare - P13473

Numero articolo: CM0008422



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio anti-LAMP2 umano (coniugato) è validato per la citometria a flusso intracellulare (FC). Rivolto contro la glicoproteina lisosomiale LAMP2 (CD107b), è ideale per gli studi sull'autofagia, sui lisosomi e sulla presentazione antigenica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-LAMP2 umano
Note/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Specie	Umano
GeneID	3920
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-375 di LAMP2 umano (NP_002285.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13473
Peso della proteina	44 kDa/45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante