

Anticorpo Monoclonale Anti-Lifr/Cd118 Umano Per Citometria A Flusso - P42702

Numero articolo: CM0012100



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro LIFR/CD118 umano, validato per la citometria a flusso. LIFR è un recettore trasducente del segnale per le citochine LIF, OSM, CNTF, CTF1 e CLCF1, coinvolto nella via JAK/STAT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-LIFR/CD118 umano
Note/Alias	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
Specie	Uomo
GenElD (uomo)	3977
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P42702
Peso della proteina	124 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante