

Anticorpo Monoclonale Anti-Lilra2/Cd85H Umano Per If/Icc, Fc - Q8N149

Numero articolo: CM0007984



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro LILRA2 umano (CD85h/ILT1/LIR7). Validato per immunofluorescenza e citometria a flusso. Ideale per studi sulla risposta immunitaria innata che coinvolgono neutrofili e monociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-LILRA2/CD85h umano
Note/alias	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Specie	Umano
GeneID (umano)	11027
GeneID	11027
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-449 di LILRA2/CD85h umano (NP_001124389.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8N149
Peso della proteina	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
Spedizione	Borsa refrigerante