

Anticorpo Monoclonale Anti-Mica/Micb Umana Per Citometria A Flusso - Q29983 / Q29980

Numero articolo: CM0011485



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro MICA e MICB umani, validato per citometria a flusso. Rileva i ligandi NKG2D su cellule stressate, adatto per il monitoraggio immunitario e la ricerca in immunologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human MICA/MICB mAb
Note/Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Specie	Umana
GeneID (Umana)	100507436/4277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-298 di MICB umana (NP_005922.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q29983/Q29980
Peso proteico	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio