


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Mmp9 Per Citometria A Flusso Intracellulare - P14780

Numero articolo: CM0012420



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano MMP9 coniugato con , validato per la citometria a flusso intracellulare. Mira alla metalloproteinasi della matrice-9 (gelatinasi B), adatta per studi sul rimodellamento della matrice extracellulare e sulla migrazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano MMP9 mAb
Osservazioni/Alias	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; metalloproteinasi di matrice 9
Specie	Umano
ID Gene	4318
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-707 dell'MMP9 umano (NP_004985.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P14780
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio