


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mmp9 Umano Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P14780

Numero articolo: CM0011620



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante diretto contro la metalloproteinasi di matrice 9 (MMP9) umana. Validato per citometria a flusso intracellulare, rileva la MMP9 coinvolta nella degradazione della matrice extracellulare e nella migrazione dei leucociti. Reagisce con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-MMP9 umano
Osservazioni/Alias	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; metallopeptidasi di matrice 9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4318
GeneID	4318
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-707 della MMP9 umana (NP_004985.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P14780
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio