

Anticorpo Monoclonale Anti-Nectina-4 Umana () Per Citometria A Flusso - Q96Ny8

Numero articolo: CM0010368



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Nectina-4 umana, coniugato con . Convalidato per citometria a flusso (FC). Adatto per lo studio dell'adesione cellulare, dell'ingresso del virus del morbillo e per la ricerca sul carcinoma mammario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-Nectina-4 umana di coniglio
Note/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectina-4
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	81607
ID Gene	81607
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-146 della Nectina-4 umana (NP_112178.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q96NY8
Peso proteico	24kDa/55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio