

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Neurogranina (Nrgn) Umana Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92686

Numero articolo: CM0007498

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Neurogranina (NRGN) umana per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo sviluppo sinaptico e sulla malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Neurogranina (NRGN)
Osservazioni/Alias	RC3; hng; Neurogranina (NRGN)
Specie	Umana
GenelD (Umano)	4900
GenelD	4900
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 2-78 della Neurogranina (NRGN) umana (NP_001119653.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q92686
Peso proteico	8kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio