

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Neurogranina Umana Per Wb, Elisa - Q92686

Numero articolo: CM0024595

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la neurogranina umana (NRGN/RC3) per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Proteina legante la calmodulina coinvolta nello sviluppo e nel rimodellamento sinaptico. Adatto per la ricerca in neuroscienza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Neurogranina umana pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	RC3; hng; Neurogranina umana
Specie	Umana
ID genico (Umano)	4900
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 2-78 della Neurogranina umana (NP_001119653.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92686
Peso proteico	8kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio