


Anticorpo Policlonale Anti-Umano Parkin Per Wb, If, Ihc, Elisa - O60260

Numero articolo: CM0018324



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il Parkin umano, adatto per WB, IF, IHC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare il ruolo della parkin nella mitofagia, nel morbo di Parkinson e nelle vie di ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Parkin Umano
Osservazioni/Alias	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Parkin
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5071
GeneID	5071
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 81-280 della parkin umana (NP_004553.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60260
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio