


Anticorpo Policlonale Anti-Parkin Umano Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60260

Numero articolo: CM0013191



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Parkin umano (PRKN/PARK2), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla malattia di Parkinson, la mitofagia e il controllo della qualità mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Human Parkin Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Parkin
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5071
GeneID	5071
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-387 di Parkin umano (NP_004553.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O60260
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio