

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Pd-L1/Cd274 Per Citometria A Flusso - Q9Nzq7

Numero articolo: CM0005686



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro PD-L1/CD274 umano, validato per citometria a flusso. Ideale per immunologia tumorale, studi sui checkpoint immunitari e diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-Umano PD-L1/CD274
Note/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29126
GeneID	29126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di PD-L1/CD274 umano (Q9NZQ7)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio