

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Pd-L1/Cd274 Per Citometria A Flusso - Q9Nzq7

Numero articolo: CM0009024



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PD-L1/CD274 umano, adatto per la citometria a flusso. Riconosce la proteina di morte programmata ligando 1 da 33 kDa, una proteina chiave del checkpoint immunitario (UniProt Q9NZQ7). Ideale per la ricerca in immunoncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Anti-Umano PD-L1/CD274
Osservazioni/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-290 del PD-L1/CD274 umano (Q9NZQ7)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio