


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Uomo Pla2G7/Paf-Ah/Lp-Pla2 Per Wb E Elisa - Q13093

Numero articolo: CM0023866



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-Uomo PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo e topo. Utile per lo studio del metabolismo fosfolipidico infiammatorio e la ricerca sulle malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PLA2G7; LDL-PLA2; LP-PLA2; PAFAD; PAFAH; fosfolipasi A2 gruppo VII; Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2
Specie	Uomo
GenID (uomo)	7941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-441 di PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 umano (NP_005075.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q13093
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio