

Anticorpo Monoclonale Anti-Podoplanina Umana () Per Citometria A Flusso - Q86YI7

Numero articolo: CM0009228



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la podoplanina umana (PDPN), coniugato con , per citometria a flusso. Reagisce con la podoplanina umana e bersaglia i residui 21-123 del dominio extracellulare. Adatto per ricerche su migrazione cellulare, adesione e EMT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human Podoplanin mAb
Annotazioni / Alias	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanina
Specie	Umana
GeneID (umano)	10630
GeneID	10630
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-123 della Podoplanina Umana (NM_006474.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q86YL7
Peso proteico	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio