

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pro-Collagene I Alfa Umano (Col1A1) Per Wb, If-P, Ihc-P - P02452

Numero articolo: CM0020355



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio affidabile contro il pro-collagene I alfa umano (COL1A1), adatto per WB, IF-P e IHC-P. Progettato per lo studio del collagene di tipo I nella matrice extracellulare, nell'osso e nella biologia del tessuto connettivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Pro-Collagene I alfa umano
Osservazioni/Alias	COL1A1; EDSC; OI1; OI2; OI3; OI4; catena alfa-1(I) del collagene; Pro-Collagene I alfa umano
Specie	Umano
Gene ID	1277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli aminoacidi 26-161 del collagene I/COL1A1 umano (NP_000079.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P
Reattività crociata	Umano
SWISS	P02452
Peso proteico	138kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio