


Anticorpo Monoclonale Abflo 488 Anti-Umano Rankl/Cd254 Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - O14788

Numero articolo: CM0009276



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ABflo 488 che riconosce RANKL/CD254 umano (UniProt: O14788). Validato per citometria a flusso intracellulare. Ideale per studi sull'osteoclastogenesi, il riassorbimento osseo e il cross-talk delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano RANKL/CD254
Note/Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Specie	Umano
GeneID	8600
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 136-317 di RANKL/CD254 umano (NP_003692.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (Intracellulare)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14788
Peso Proteico	27kDa/30kDa/35kDa
Spedizione	Sacco refrigerante