


Anticorpo Monoclonale Anti-Ror1 Umano () Per Fc - Q01973

Numero articolo: CM0011423



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad , diretto contro la proteina ROR1 umana (104 kDa). Validato per la citometria a flusso, adatto alla ricerca in oncologia e neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ROR1 umano
Note/Alias	NTRKR1; dj537F10.1
Specie	Umano
GeneID (umano)	4919
GeneID	4919
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-403 di ROR1 umano (NP_005003.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q01973
Peso della proteina	104 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante