

Anticorpo Monoclonale Anti-Siglec9 Umano Per Citometria A Flusso - Q9Y336

Numero articolo: CM0010993

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-SIGLEC9 umano coniugato con (CD329), ottimizzato per la citometria a flusso. Rileva SIGLEC9 umano, una lectina legante l'acido sialico coinvolta nell'adesione cellulare e nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-SIGLEC9 umano
Note/alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Specie	Umano
GeneID	27180
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-348 di SIGLEC9 umano (NP_055256.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9Y336
Peso della proteina	50 kDa, 52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante