

Anticorpo Monoclonale Anti-Siglec9 Umano Per Citometria A Flusso - Q9Y336

Numero articolo: CM0007963



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro SIGLEC9 umano (CD329) per citometria a flusso. Validato per la reattività umana; rileva una lectina legante l'acido sialico coinvolta nell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-SIGLEC9 umano
Note/Alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Specie	Umano
ID gene	27180
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-348 di SIGLEC9 umano (NP_055256.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9Y336
Peso della proteina	50kDa, 52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio