

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Syt12 Umano Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iv01

Numero articolo: CM0019390

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SYT12 umano validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva SYT12 umano (47 kDa), cross-reagisce con il mouse. Ideale per studi sulla trasmissione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SYT12 pAb coniglio
Note/Alias	SYT11; sytXII; SYT12
Specie	Umano
GeneID	91683
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 95-200 di SYT12 umano (NP_001171351.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q8IV01
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio