

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti- Tioredossina Reduttasi 1/Trxr1 Umana Per Wb, Elisa - Q16881

Numero articolo: CM0005159



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la TXNRD1 (Tioredossina reduttasi 1) umana. Convalidato per Western blot e ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca in biologia del redox, cancro e segnalazione estrogenica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-Tioredossina reduttasi 1/TRXR1 umana
Note/Altri nomi	TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; Thioredoxin reductase 1 (TXNRD1)
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	7296
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-649 della Tioredossina reduttasi 1 (TXNRD1) umana (Q16881).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16881
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio