


## Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Tim-3/Havcr2 Per Fc - Q8Tdq0

Numero articolo: CM0007853



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TIM-3/HAVCR2 umano, validato per citometria a flusso. Adatto per la ricerca in immunologia, mirato al recettore di mucina dell'immunoglobulina delle cellule T 3 (CD366) coinvolto nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb                                                                                                   |
| Note/Alias            | TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2                                                                             |
| Specie                | Umano                                                                                                                                |
| GeneID (Umano)        | 84868                                                                                                                                |
| GeneID                | 84868                                                                                                                                |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-200 di TIM-3/HAVCR2 umano (NP_116171.3). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                             |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                |
| Applicazione          | FC                                                                                                                                   |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                                |
| SWISS                 | Q8TDQ0                                                                                                                               |
| Peso Proteico         | 33kDa                                                                                                                                |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                                    |