


Anticorpo Policlonale Anti-Umano Tnfrsf11A Per Wb, Elisa - Q9Y6Q6

Numero articolo: CM0023000



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TNFRSF11A (RANK) umano per WB ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per applicazioni sull'osteoclastogenesi e sulla ricerca ossea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo pAb di coniglio anti-TNFRSF11A umano
Osservazioni/Alias	FEO; OFE; ODFR; OST5; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A umano
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8792
ID Gene	8792
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 30-212 di TNFRSF11A umano (NP_003830.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6Q6
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa con gelo