

Anticorpo Monoclonale Anti-Trem1 Umano (Cd354) Per Citometria A Flusso - Q9Np99

Numero articolo: CM0009020



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio, diretto contro TREM1 umano (CD354), un recettore mieloide che amplifica le risposte infiammatorie. Progettato per citometria a flusso. Adatto per la ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-TREM1 umano
Note/Alias	CD354; TREM-1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54210
ID Gene	54210
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-200 di TREM1 umano (NP_061113.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NP99
Peso Proteico	18kDa/26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio