

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Trka () Per Citometria A Flusso - P04629

Numero articolo: CM0008589



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-umano TrkA, validato per citometria a flusso su campioni umani. Mira al recettore ad alta affinità del fattore di crescita nervosa, ideale per la ricerca in neurobiologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano TrkA
Note/Alias	NTRK1; MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; recettore tirosin-chinasico neurotrofico 1
Specie	Umano
GeneID	4914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-407 di TrkA umano (NP_002520.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04629
Peso Proteico	77kDa/83kDa/86kDa/87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio