

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Vcam-1/Cd106 Per Citometria A Flusso - P19320

Numero articolo: CM0011908



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce il VCAM-1/CD106 umano, validato per citometria a flusso (FC). Ideale per studiare l'adesione leucocitaria, l'infiammazione endoteliale e la sorveglianza immunitaria. Riconosce la proteina VCAM-1 umana (P19320).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Umano VCAM-1/CD106
Osservazioni/Alias	CD106
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7412
ID Gene	7412
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-698 del VCAM1 umano (NP_001069.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P19320
Peso Proteico	71kDa/74kDa/81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio