

Mab Anti-Cd3 Anti-Uomo/Scimmia Per Citometria A Flusso - P07766

Numero articolo: CM0008931



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD3 di uomo/ scimmia per la rilevazione in citometria a flusso della proteina CD3 epsilon sui linfociti T. Validato per campioni umani e di macaco cinomolgo. Ideale per studi di immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-CD3 anti-Uomo/Scimmia
Note/Alias	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	916
GeneID	916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 della CD3 umana (NP_000724.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio