

## Anticorpo Monoclonale Anti-Cd64 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P12314

Numero articolo: CM0010309



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirante al CD64 umano/scimmia (FCGR1A) per citometria a flusso. Riconosce il recettore ad alta affinità per IgG espresso sui monociti/macrofagi. SWISS: P12314.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | Coniglio anti-CD64 Umano/Scimmia mAb                                                                                         |
| Note/Alias            | FCGR1A; CD64; CD64A; FCRI; IGFR1; Fc fragment of IgG receptor Ia                                                             |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)        | 2209                                                                                                                         |
| GeneID                | 2209                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-288 del CD64 umano (NP_000557.1) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                        |
| Applicazione          | FC                                                                                                                           |
| Reattività incrociata | Umano, Cynomolgus                                                                                                            |
| SWISS                 | P12314                                                                                                                       |
| Peso proteico         | 38kDa/42kDa                                                                                                                  |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |