

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano/Scimmia Cd69 Per Citometria A Flusso - Q07108

Numero articolo: CM0009814



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD69, coniugato direttamente con . Specifico per CD69 umano e di cinomolgo. Validato per la citometria a flusso per studiare l'attivazione precoce delle cellule T, delle cellule NK e di altri leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD69 mAb
Osservazioni/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Specie	Umano
GeneID (Umano)	969
GeneID	969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 78-199 del CD69 umano (NP_001772.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	Q07108
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio