


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd8A Umano/Scimmia Per Fc - P01732

Numero articolo: CM0008697



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD8a umano/scimmia coniugato con per citometria a flusso. Validato in campioni umani e di macaco cinomolgo. Corecettore per l'MHC di classe I; fondamentale per l'immunità delle cellule CTL e NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo coniglio anti-CD8a umano/scimmia
Note/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Specie	Umano
ID del gene	925 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-182 del CD8A umano (NP_001759.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P01732
Peso della proteina	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante