


Anticorpo Monoclonale Anti-Uomo/Scimmia Cd8A Per Citometria A Flusso - P01732

Numero articolo: CM0011892



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia CD8a di uomo e scimmia cinomolgo, validato per citometria a flusso. Riconosce la catena alfa di CD8, un corecettore per MHC di classe I, essenziale per l'immunità mediata dalle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD8a mAb
Note/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Specie	Uomo
ID gene	925 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-182 di CD8A umana (NP_001759.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgo
SWISS	P01732
Peso proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio