


## Anticorpo Monoclonale Anti-IgD Umana/Simio ( ) Per Citometria A Flusso - P01880

Numero articolo: CM0012564



### introduzione

Anticorpo monoclonale anti-IgD umano/simio coniugato di alta qualità, validato per citometria a flusso (FC). Riconosce l'IgD umano e del cinocefalo, ~47 kDa. Ideale per l'immunofenotipizzazione dei linfociti B e gli studi sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | mAb anti-IgD Umana/Simio da Coniglio                                                                           |
| Specie              | Umana                                                                                                          |
| ID Gene             | 3495                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-384 dell'IgD umano |
| Origine             | Coniglio                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                          |
| Applicazione        | FC                                                                                                             |
| Reattività Crociata | Umana, Cinocefalo                                                                                              |
| SWISS               | P01880                                                                                                         |
| Peso della Proteina | 47kDa                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                              |