

Anticorpo Monoclonale Anti-IgD Umano/Di Scimmia Per Citometria A Flusso - P01880

Numero articolo: CM0011036



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgD umano/di scimmia coniugato con per citometria a flusso. Rileva la regione costante della catena pesante delta; utile per l'immunofenotipizzazione delle cellule B e la ricerca sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IgD mAb di coniglio anti-umano/di scimmia
Note/Alias	IGHD
Specie	Umano
GeneID	3495
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-384 dell'IgD umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P01880
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante