

Anticorpo Monoclonale Anti-Pd-1/Cd279 Uomo/Scimmia Per Fc - Q15116

Numero articolo: CM0009962



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro PD-1 (CD279) umano, validato per citometria a flusso. Adatto per lo studio dell'inibizione dei checkpoint immunitari e dell'esaurimento dei linfociti T in campioni umani e di cinomolgo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-PD-1/CD279 mAb Uomo/Scimmia
Annotazioni/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5133
GeneID	5133
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-168 di PD-1/CD279 umano (NP_005009.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgo
SWISS	Q15116
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio