

Anticorpo Monoclonale Rabbit Polymab® Anti-Cd34 Umano/Topo Per Wb, Ihc-P, Elisa - P28906 / Q64314

Numero articolo: CM0007706

introduzione

Anticorpo monoclonale Rabbit PolymAb® diretto all'antigene CD34 umano/topo. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva una banda di 41 kDa. Ideale per la ricerca sulle cellule staminali ematopoietiche, l'adesione e la biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD34 Rabbit PolymAb®
Annotazioni/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Umana/Topo
ID gene (Umano)	947
ID gene	947/12490
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD34 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P28906/Q64314
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio