

Anticorpo Monoclonale Anti-Huntingtina Per Wb, If-F, Elisa - P42858

Numero articolo: CM0002973



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Huntingtina, validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva HTT umana, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della malattia di Huntington e delle vie dell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Huntingtina
Note/Alias	HD; IT15; LOMARS; Huntingtina
Specie	Umana
GeneID	3064
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Huntingtina umana (P42858)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P42858
Peso Molecolare Proteina	348 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante