

Anticorpo Policlonale Anti-Huntingtin Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42858

Numero articolo: CM0022755



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Huntingtin umano (aa 435-635). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reattiva con topo, ratto. Per uso nella ricerca sulla malattia di Huntington e negli studi neurodegenerativi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Huntingtin Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HD; IT15; LOMARS; Huntingtin
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3064
Gene ID	3064
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 435-635 della Huntingtin umana (NP_002102.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42858
Peso proteico	348kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio