

Anticorpo Monoclonale Anti-Hur/Elavl1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15717

Numero articolo: CM0003077



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato a HuR/ELAVL1, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Riconosce ELAVL1 umano, murino e di ratto. Adatto per ricerche sulla stabilità dell'mRNA e sulla regolazione post-trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] HuR/ELAVL1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HUR; Hua; MeIG; ELAV1; L1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1994
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di HuR/ELAVL1 umano (Q15717).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15717
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio