

Anticorpo Policlonale Anti-Hur/Elavl1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15717

Numero articolo: CM0030548



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HuR/ELAVL1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva HuR umano e murino, una proteina legante l'RNA che stabilizza gli mRNA contenenti elementi ricchi di AU per la ricerca sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	HuR/ELAVL1 pAb di coniglio [KO Validato]
Note/Alias	HUR; Hua; MeIG; ELAV1; L1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1994
ID Gene	1994
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di HuR/ELAVL1 umano (NP_001410.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Murino
SWISS	Q15717
Peso Molecolare Proteina	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio