


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hur/Elavl1 (Convalidato Per Ko) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15717

Numero articolo: CM0024275



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio HuR/ELAVL1 convalidato per KO per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Riconosce la proteina legante l'RNA HuR, stabilizza gli mRNA contenenti elementi ARE; ideale per studi sulla regolazione post-trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato per KO] HuR/ELAVL1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HUR; Hua; MeIG; ELAV1; L1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1994
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-326 di HuR/ELAVL1 umano (NP_001410.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15717
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio