


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Hus1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O60921

Numero articolo: CM0028139



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro HUS1 umano (O60921), una proteina checkpoint di 32 kDa. Validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA; reagisce in modo crociato con specie umana e murine. Ideale per studi sulla riparazione del DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HUS1 Rabbit pAb
Note/Alias	hHUS1; HUS1
Specie	Umana
GeneID (umano)	3364
GeneID	3364
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di HUS1 umano (NP_004498.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	O60921
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio