


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hus1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60921

Numero articolo: CM0014131



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina del checkpoint HUS1 umana (32 kDa). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi su danni al DNA e checkpoint del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HUS1 Rabbit pAb
Note/Alias	hHUS1; HUS1
Specie	Umana
ID gene	3364
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di HUS1 umano (NP_004498.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60921
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio