

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hus1B Per Wb Ed Elisa - Q8Nhy5

Numero articolo: CM0016946

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina checkpoint umana HUS1B, validato per western blot (WB) ed ELISA. Dimostra reattività crociata con topo e ratto, risultando adatto per studi multispecie sulla regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HUS1B pAb di coniglio
Note/alias	HUS1B
Specie	Uomo
GeneID (umano)	135458
GeneID	135458
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-278 della HUS1B umana (NP_683762.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q8NHY5
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante