


Anticorpo Policlonale Anti-Huwe1 Per Wb Ed Elisa - Q7Z6Z7

Numero articolo: CM0019259



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HUWE1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva HUWE1 (~482 kDa) in campioni umani e di ratto. Ideale per la ricerca sull'ubiquitinazione e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HUWE1 Rabbit pAb
Note/Alias	MULE; Ib772; LASU1; MRXST; UREB1; HECTH9; URE-B1; ARF-BP1; HSPC272; HUWE1
Specie	Umano
ID del gene	10075
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di HUWE1 umano (NP_113584.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q7Z6Z7
Peso della proteina	482 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante