

Anti-Hvem/Tnfrsf14 Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q92956

Numero articolo: CM0020975



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HVEM/TNFRSF14 umano, convalidato per Western blot e ELISA. Questo recettore di membrana da 30 kDa media la costimolazione immunitaria, le risposte antivirali e l'ingresso dell'herpesvirus. Adatto per la ricerca in immunologia, malattie infettive e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HVEM/TNFRSF14 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	TR2; ATAR; HVEA; HVEM; CD270; LIGHTR; HVEM/TNFRSF14
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8764
GeneID	8764
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-202 di HVEM/TNFRSF14 umano (NP_003811.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q92956
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio