

Anticorpo Monoclonale Anti-Hyal1 Per Wb, Elisa - Q12794

Numero articolo: CM0004369



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-HYAL1 per Western blot (WB) e ELISA, reattivo con l'uomo. Bersaglia l'ialuronidasi-1, coinvolta nella progressione tumorale e nella funzione lisosomiale. Adatto per la ricerca su cancro e mucopolisaccaridosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HYAL1 Rabbit mAb
Note / Alias	HYAL1; HYAL-1; LUCA1; MPS9; NAT6; hyaluronidase-1
Specie	umana
ID gene (Uomo)	3373
ID gene	3373
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-435 di HYAL1 umano (NP_149349.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q12794
Peso proteico	10kDa/19kDa/23kDa/27kDa/37kDa/45kDa/48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio